


mongatu[®]

TCI intelli

Bomba de infusión a jeringa



mongatu TCI intelli

La más completa del mercado

Bomba de infusión a jeringa para anestesia controlada por objetivo

7 NUEVOS
PROTOCOLOS

Total de 15 opciones para anestesia total intravenosa - TIVA

PROPOFOL

PROTOCOLOS

Marsh
Fast Marsh
Schnider
White
Paedfusor
+ (NUEVO)
New Cortinez
Eleveld
Kataria com Ke0
Short

Remifentanilo

PROTOCOLO

Minto

Sulfentanilo

PROTOCOLOS

Bovil
+ (NUEVO)
Gepts

NOVO MEDICAMENTO
DEXMEDETOMIDINA

PROTOCOLO

Hannivoort

Alfentanilo

PROTOCOLOS

Maitre
+ (NUEVO)
Scott

Ahora con **5 fármacos** parametrizados

Aplicaciones clínicas variadas:



adulto



infantil



obesidad



obesidad
mórbida

Softwares

Manager SamMANAGER®

Rapidez

Gestión y monitoreo de varias bombas de infusión, a distancia y en tiempo real.



Intelli SamINTELLI®

Autonomía

Creación, personalización y gestión de bibliotecas inteligentes de fármacos.




Wi-Fi

Log SamLOG®

Confiabilidad

Historial de infusión que **registra hasta 7.900 eventos**.



Flexibilidad

Una única bomba para distintas aplicaciones



Interconexión eléctrica



Modos de programación:

DERS, rampa, bolus intermitente y otros



Wi-Fi

Seguro preciso

del émbolo de la jeringa

Seguro para
la línea de infusión



Enganche/desenganche
del conjunto mecánico

Ventajas:

- Pantalla a color de 3.5"
- Interfaz intuitiva para programación rápida y segura
- Ajuste de oclusión más preciso, flexible y seguro
- Amplia variedad de jeringas
- Equipo compacto, de fácil transporte, con apilamiento e interconexión eléctrica
- Batería con autonomía de hasta 12 horas

Presentaciones:

CÓDIGO	VERSIÓN
PB010012	BOMBA DE INFUSIÓN MONGATU S INTELLI WIFI
PB010022	BOMBA DE INFUSIÓN MONGATU S TCI INTELLI
PB011012	BOMBA DE INFUSIÓN MONGATU INTELLI WIFI
PB011022	BOMBA DE INFUSIÓN MONGATU TCI INTELLI WIFI



Conozca nuestros modelos
para **control del dolor** en
nuestra página web.



Apilamiento

Eficiente sistema de apilamiento y carga simultanea de hasta **5 bombas** con un **único cable**. Compatible con las **líneas icatu 4.0** y **mongatu**.

Serisam®


Jeringas para uso en bombas de infusión.


Disponibles en los tamaños: 10 mL, 20 mL y 60 mL.



Extenset®

Extensiones para uso con jeringas, agujas u otros descartables de infusión.





samtronic.com.ar
contacto@samtronic.com.ar



Acceda al
canal de
YouTube
de Samtronic Argentina

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ARGENTINA:

Fray Mamerto Esquiú 2266 (1605), Munro, Bs.As., Argentina.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Oficina: (+54) 11 4520-8177

Ventas: (+549) 11 3426-7302

Atención: L a V de 8:30 a 17:30 hs

 [samtronicargentina](#)

 [samtronicargentina](#)

