

# icatu 4.0

## intelli

Bomba de Infusión Peristáltica



# LÍNEA icatu 4.0 intelli

Bombas de infusión que proporcionan **precisión** y **seguridad** en la terapia de infusión.

**Nuevos modelos**  
Diferentes necesidades



Opciones  
con **WiFi**



**TCI**

Infusión controlada por objetivo

**15 protocolos**

**5 fármacos** parametrizados, incluyendo **Dexmedetomidina**.

**Aplicaciones clínicas variadas:** uso adulto, infantil, para obesidad y obesidad mórbida.



**PCA**

Analgesia controlada por el paciente

**Innovadora, con 7 protocolos**

**Control preciso** del dolor agudo.

**Mejor calidad de vida** al paciente y **más seguridad** para el personal clínico.



**Enteral**

Intuitiva y Segura

**Nutrición Enteral**

Modo de **programación exclusivo**.

Bombas y descartables dedicados - **diferenciados en color violeta**.

# intelli

## Modo DERS

Reducción de errores de dosificación

**Biblioteca de drogas inteligente**  
parametrizada y personalizada.



## Tecnología y conectividad

### Softwares

#### SamMANAGER®

Agilidad

**Gestión y monitoreo** de varias bombas de infusión,  
a distancia y en tiempo real.

#### SamINTELLI®


Autonomía

**Creación, personalización y gestión**  
de biblioteca de fármacos inteligente.

#### SamLOG®

Confiable

Historial de infusiones con **registro de hasta 8.000 eventos**.



# Flexibilidad

Varias aplicaciones en un solo equipo



Unidades en el **modo PCD:**  
mEq, ng, U, kU y mU



**Incremento de flujo**  
0,01 mL/h



**Modos de programación:**  
DERS, PCA, TCI, rampa, bolus intermitente y otros



Sensores de oclusión superior e inferior



Producto comercializado con **código UDI**  
(identificación única para productos de salud)

\* Sensor de gotas opcional solo en los modelos S.

# Interconexión

Un solo cable para hasta **5 bombas** acopladas y apiladas.



## Dispositivos de infusión

### Icaset®


Exclusivos para las bombas icatu S. Cuentan con dispositivo corta flujo integrado para mayor seguridad.



Transparente



Fotoprotector



Enteral



Modelos con  
Recomendación  
Internacional ENFit™

### Amiset®


Descartables para bombas icatu y otras bombas de sistema abierto.

#### PRESENTACIONES ICATU 4.0

CÓDIGO	VERSIÓN
PB006442	icatu 4.0
PB006452	icatu S 4.0
PB006462	icatu S 4.0 Enteral
PB006472	icatu 4.0 intelli
PB006482	icatu S 4.0 intelli
PB006492	icatu S 4.0 Enteral intelli
PB006502	icatu 4.0 intelli WiFi
PB006512	icatu S 4.0 intelli WiFi
PB006522	icatu S 4.0 Enteral intelli WiFi
PB006532	icatu 4.0 TCI intelli WiFi
PB006542	icatu S 4.0 TCI intelli WiFi
PB006552	icatu 4.0 PCA intelli WiFi
PB006562	icatu S 4.0 PCA intelli WiFi

Modelos "S": equipos para uso con descartables de infusión dedicados (Icaset®). icatu Enteral disponible solo en el modelo "S".

•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•



[samtronic.com.ar](http://samtronic.com.ar)  
[contacto@samtronic.com.ar](mailto:contacto@samtronic.com.ar)



Acceda al  
canal de  
**YouTube**  
de Samtronic Argentina

**CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ARGENTINA:**

Fray Mamerto Esquiú 2266 (1605), Munro, Bs.As., Argentina.

**PARA MÁS INFORMACIÓN:**

Oficina: (+54) 11 4520-8177

Ventas: (+549) 11 3426-7302

Atención: L a V de 8:30 a 17:30 hs

 [samtronicargentina](#)

 [samtronicargentina](#)

