

Infusam[®]



Dispositivo de un solo uso, diseñado para la infusión continua y controlada de medicamentos, ofreciendo una administración segura y precisa.

Permite al paciente recibir tratamiento ambulatorio, preservando su calidad de vida, comodidad y movilidad.



Mecanismo de extracción de líquido.



Escala volumétrica para el seguimiento de la infusión

Dispositivo compacto, de un solo uso y fácil de utilizar, diseñado para proporcionar una infusión continua y precisa de medicamentos en entornos hospitalarios, residenciales o incluso durante actividades diarias.

Este dispositivo ofrece la flexibilidad y comodidad necesarias para los pacientes en tratamiento, incluso en entornos no convencionales.



Aplicaciones

Eficiente para una amplia gama de medicamentos, incluyendo:
Quimioterapia, antibióticos, analgésicos, entre otros

Disponible en diversas combinaciones de volúmenes y tasas de infusión, adaptándose a distintas necesidades clínicas.
Presentaciones disponibles: **100 mL** y **275 mL**
Otras opciones: 60 mL, 100 mL, 150 mL y 275 mL (bajo consulta)


Tasas de infusión: **2 mL/h** o **5 mL/h**
Otras opciones: 1 mL/h a 275 mL/h (bajo consulta)

Cumple con la **Norma ISO 28620***

Características

CÓDIGO	VOLUMEN mL	FLUJO mL/hr	Tiempo de Infusión
EE135300	100mL	2.0mL/h	47 hrs 30 min
EE135700	275mL	2.0mL/h	135 hrs
EE135800	275mL	5.0mL/h	54 hrs

Para otras opciones de volúmenes y tasas de flujo, consulte con un representante.



*ISO 28620: 2020 Medical devices - Non-electrically driven portable infusion devices.