


Cath Acqua®

Catéter uretral vesical estéril de uso intermitente



Cath Acqua

Catéter o sonda vesical estéril de poliuretano termoplástico (TPU), con revestimiento hidrofílico, para uso intermitente.

Intención de uso

Cath Acqua está destinado al drenaje temporal de la vejiga urinaria a través de la uretra en pacientes que requieren cateterismo vesical intermitente.

Es un producto estéril, de uso único y descartable, que debe utilizarse conforme a la indicación y capacitación brindada por un profesional de la salud.

UNA LÍNEA PENSADA PARA DISTINTAS NECESIDADES

Disponible en versiones masculinas, femeninas y pediátricas, con diferentes configuraciones de punta, longitudes y calibres CH/Fr, según la indicación profesional.



Características principales

No fabricado
con látex



Uso único



Libre de PVC



Hidrofílico
listo para usar



Fabricado
en TPU



Producto estéril



Diseñado para facilitar cada uso

Cath Acqua combina un revestimiento hidrofílico integrado con recursos que favorecen la preparación, la manipulación y el drenaje durante el cateterismo intermitente.

#1

Orificios bilaterales

Favorecen el drenaje de la orina durante el vaciamiento vesical.



#2

Técnica Heat Punch

Orificios de bordes suaves y sin rebabas expuestas, para una terminación atraumática.




#3

Revestimiento hidrofílico

Se presenta hidratado con agua estéril y listo para usar desde la apertura del envase.




Grip de inserción



Tubo de TPU libre de PVC y amigable con el ambiente.

CH	
●	8
●	10
○	12
●	14
●	16
●	18



Masculina



Cath Acqua

FLEX



REF	Cant. x Caja	Tamaño (cm)	Fr/CH	Cód. color	Material
RV113223	30	40 cm	CH08	●	TPU
RV113233	30	40 cm	CH10	●	TPU
RV113243	30	40 cm	CH12	○	TPU
RV113253	30	40 cm	CH14	●	TPU
RV113263	30	40 cm	CH16	●	TPU
RV113273	30	40 cm	CH18	●	TPU

punta Flex

Características:

Flexible, adaptable y sin riesgo direccional.

Indicación:

Para uretras estrechas que requieren mayor adaptabilidad en la inserción.

Confianza
Máxima

Cath Acqua

NELATON



REF	Cant. x Caja	Tamaño (cm)	Fr/CH	Cód. color	Material
RV113023	30	40 cm	CH08	●	TPU
RV113033	30	40 cm	CH10	●	TPU
RV113043	30	40 cm	CH12	○	TPU
RV113053	30	40 cm	CH14	●	TPU
RV113063	30	40 cm	CH16	●	TPU
RV113073	30	40 cm	CH18	●	TPU

Nelaton

Características:

Recta, redondeada y atraumática.

Indicación:

Opción de uso general para el cateterismo vesical intermitente.

Cath Acqua

TIEMANN



REF	Cant. x Caja	Tamaño (cm)	Fr/CH	Cód. color	Material
RV113123	30	40 cm	CH08	●	TPU
RV113133	30	40 cm	CH10	●	TPU
RV113143	30	40 cm	CH12	○	TPU
RV113153	30	40 cm	CH14	●	TPU
RV113163	30	40 cm	CH16	●	TPU
RV113173	30	40 cm	CH18	●	TPU

Tiemann

Características:

Curvada con guía direccional.

Indicación:

Diseñada para orientar el avance durante la inserción.

Femenina



Cath Acqua

NELATON



REF	Cant. x Caja	Tamaño (cm)	Fr/CH	Cód. color	Material
RV113323	30	15 cm	CH08	●	TPU
RV113333	30	15 cm	CH10	●	TPU
RV113343	30	15 cm	CH12	○	TPU
RV113353	30	15 cm	CH14	●	TPU
RV113363	30	15 cm	CH16	●	TPU
RV113373	30	15 cm	CH18	●	TPU

Nelaton


Características:

Recta, redondeada y atraumática

Indicación:

Opción de uso general para el cateterismo vesical intermitente.

Pediátrica



Cath Acqua

NELATON



REF	Cant. x Caja	Tamaño (cm)	Fr/CH	Cód. color	Material
RV113423	30	25 cm	CH08	●	TPU
RV113433	30	25 cm	CH10	●	TPU
RV113443	30	25 cm	CH12	○	TPU
RV113453	30	25 cm	CH14	●	TPU
RV113463	30	25 cm	CH16	●	TPU
RV113473	30	25 cm	CH18	●	TPU

Nelaton


Características:

Recta, redondeada y atraumática

Indicación:

Opción de uso general para el cateterismo vesical intermitente.





samtronic.com.ar
contacto@samtronic.com.ar



Acceda al
canal de
YouTube
de Samtronic Argentina

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ARGENTINA:

Fray Mamerto Esquiú 2266 (1605), Munro, Bs.As., Argentina.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Oficina: (+54) 11 4520-8177

Ventas: (+549) 11 3426-7302

Atención: L a V de 8:30 a 17:30 hs

 [samtronicargentina](#)

 [samtronicargentina](#)

